



Coordonnées du Prestataire de Service :

- Mentions légales
- Invacare Platinum Mobile
- Concentrateur d'oxygène portable dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme de déambulation en mode pulsé
- Numéro du document interne : 1637766
- Classe IIa
- Organisme notifié CE SGS 0120
- Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
- Distribué par Invacare
- **IMPORTANT** : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.



Scannez ici pour accéder
à notre site web
<http://oxygen-therapy.net/fr/>

Tel. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France

© 2017 Invacare International Sarl. All right Reserved
Platinum Mobile DL leaflet - FR - 05/2017



Respirez et Bougez

Trusted Solutions,
Passionate People



Grâce à son poids de 2,22 kg¹, **Invacare® Platinum Mobile** est un concentrateur d'oxygène portable conçu pour vous aider à vivre activement. Afin de vous assurer une grande fiabilité, des tests de durabilité et de performance ont été menés en respectant rigoureusement les standards les plus exigeants. **Platinum Mobile** résiste aux projections d'eau, aux impacts et aux différentes conditions environnementales qui font parties de notre quotidien. Le concentrateur d'oxygène est conforme aux exigences requises par le FAA de façon à pouvoir être utilisé à bord d'un avion. Chaque batterie Lithium-Ion rechargée pèse 450g avec une puissance de 83,5Wh de façon à être parfaitement compatible avec les dernières recommandations de sécurité pour être utilisée en cabine. L'accès aux batteries est unique. **Platinum Mobile** est doté de 2 compartiments s'ouvrant vers le haut de l'appareil, de façon à pouvoir accueillir deux batteries² amovibles et interchangeables même pendant la charge. **Platinum Mobile** pourra être utilisé pendant 10 heures³ maximum sans avoir besoin de recharger ses batteries.
















Son chargeur externe compact et moderne vous accompagnera pour recharger vos batteries additionnelles. **Avant votre départ, pensez bien à :**

- lire attentivement le manuel d'utilisation ;
- vérifier votre temps de vol;
- vérifier l'autonomie des batteries en fonction de votre débit prescrit ;
- recharger bien les batteries pour voyager en toute tranquillité.



Caractéristiques techniques

Pour plus d'informations concernant le produit, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation du fabricant Invacare.

Hauteur totale  239 mm	Largeur totale  188 mm	Profondeur totale  94 mm	Poids  2,22 kg 0,45 kg batterie supplémentaire 0,34kg sac de transport	Chargeur secteur  100-240 VAC 50-60 Hz	Chargeur Allume  11-16 VDC	FAA  Conforme FAA	Mode pulsé  Réglage de 1 à 4 jusqu'à 880 ml par minute	Pureté oxygène  87% - 95.6%	Conditions environnementales  Concentrateur IP22 t° de 5°C à 40°C
Consommation électrique  24W en position 2	Niveau sonore  ≤ 40 db en position 2	Temps de charge batterie  2h20 avec une batterie/4h40 avec 2 batteries	Sensibilité trigger  ≤ 0,18 cmH ₂ O délai trigger : 30millisec en moyenne à 20 RPM	Longueur lunette nasale  de 1200 mm à 2100 mm pour une efficacité optimale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sans sac de transport avec une batterie 2. La 2^{ème} batterie est en option 3. En position 1 avec 2 batteries 				



Pour toutes informations complémentaires, demandez l'avis de votre médecin ou de votre prestataire de services.